



«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Комитета по
новой медицинской технике
Абдурахманов Б.С.

2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАРЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОТБЕЛЕННОЙ

ОПИСАНИЕ

Марлю медицинскую отбеленную изготавливают из пряжи хлопчатобумажной отбеленной, в рулоне или куске. В зависимости от необходимости марлю изготавливают разной ширины и длины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Марля предназначена для предохранения ран от загрязнений, для изготовления операционно-перевязочных средств и наложения гипсовых лангет.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не использовать на открытые раны.

ФОРМА ВЫПУСКА

Марлю изготавливают нестерильными в виде рулона или куска, упакованных в пакет полиэтиленовый.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упакованные рулоны или куски должны храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей, не допуская высокой (более 25°C) и низкой (менее 0°C) температуры воздуха, при относительной влажности воздуха 70%. Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Не ограничен.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта врача.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «FAZO - LUXE»

Республика Узбекистан, 111103

Ташкентская область, Ташкентский р-н, ССГ Гулистан, ул. Оханграбо 21.

Телефон: (9989 71) 223-41-99;

Факс: (9989 71) 223-41-99

E-mail: fazo-luxe@inbox.ru



«КЕЛИШИЛГАН»

Янги тиббий техника
қўмитаси раиси
Абдурахманов Б.С.
05 2022 й.

ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА ОҚАРТИРИЛГАН ТИББИЙ ДОКА

ТАЪРИФИ:

Оқартирилган тиббий дока пахта толали пряжадан тайёрланган бўлиб, бўлагда йоки тўпи шаклида чиқарилади. Мақсадига қараб, турли кенглик ва узунликларда тайёрланади.

ҚЎЛЛАНИШ СОҲАСИ:

Тиббий дока яраларни ифлосланишдан химоя қилиш учун мўлжалланган, операцияларда боғлов материаллари сифатида фойдаланилади, гипс бўлақларини қўйиш учун мўлжалланган.

ҚЎЛЛАШ МУМКИН БЎЛМАГАН ҲОЛАТЛАР:

Очиқ яраларда фойдаланиб бўлмайди.

ЧИҚАРИЛИШ ШАКЛИ:

Тиббий дока стерилланмаган бўлиб, бўлагда йоки тўпи шаклида чиқарилади полиэтилен қобикларга ўралади.

САҚЛАШ ШАРОИТИ:

Қадоқланган бўлағлар йоки тўпи қурук, шамоллатиладиган хонада ёнғин хавфсизлиги қоидаларига мувофиқ ифлосланиш, механик шикастланиш ва қуёш нурлари таъсирининг олдини оладиган шароитда, нисбий намлик 70% бўлганда ҳаво ҳарорати юқори (25°C дан ортиқ) ва паст (0°C) бўлишига йўл қўймасдан сақлансин. Буюмларни узок вақт давомида салбий ҳарорат, тўғридан-тўғри қуёш нури тушиши ва ҳаддан ташқари жисмоний босим таъсирига тушиб қолиши, тавсия этилмайди.

САҚЛАШ МУДДАТИ:

Чекланмаган.

ДОРИХОНАЛАРДАН БЕРИШ ТАРТИБИ:

Шифокор рецептсиз.

ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ:

«FAZO-LUXE» МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси, 111103

Тошкент вилояти, Тошкент тумани, Гулистон ҚФЙ, Оҳанграбо кўчаси 21.

Телефон: (9989 71) 223-41-99;

Факс: (9989 71) 223-41-99 E-mail: fazo-luxe@inbox.ru